

CYTOLIQ

# Catálogo de Productos

2024/25

# Quiénes somos

## La mayor empresa nacional de anatomía patológica de Brasil

El Grupo Erviegas opera con una presencia sólida y consolidada en el mercado de la Anatomía Patológica. Buscamos brindar la mejor experiencia diagnóstica a los laboratorios, mejorando así la calidad de los exámenes realizados.

Nuestra búsqueda constante de la excelencia nos ha convertido en un referente nacional en biotecnología. Lideramos la fabricación nacional de insumos para anatomía patológica, redefiniendo el futuro del sector.

Contamos con un modelo de negocio exclusivo que nos permite estar presentes en todas las etapas, desde la fabricación hasta el diagnóstico final, integrando nuestras operaciones para optimizar nuestros procesos y ofrecer soluciones eficientes a nuestros clientes.

Nuestros productos y servicios destacan por su agilidad, calidad, sostenibilidad y eficacia. Destacamos las marcas EasyPath®, que ofrece soluciones especializadas en histología, y CytoLiq®, exclusiva para productos citológicos, además de Equipamientos de diagnóstico avanzados para satisfacer las necesidades de su laboratorio.

Cuente con nosotros para impulsar su laboratorio, guiados por valores fundamentales como el respeto a la transparencia, el trabajo en Equipamiento y el equilibrio entre resultados y ética. Juntos podemos promover la salud y el bienestar a través de diagnósticos cada vez más precisos y rápidos, proporcionando un impacto positivo en la vida de las personas.

## Nuestros números

MÁS DE  
**1800**  
CLIENTES ATENDIDOS

MÁS DEL  
**95%**  
DE APROBACIÓN EN LA  
ÚLTIMA ENCUESTA DE  
SATISFACCIÓN

MÁS DE  
**2500**  
PRODUCTOS EN  
LÍNEA

MÁS DEL  
**90%**  
LABORATORIOS DE  
ANATOMÍA UTILIZAN  
NUESTROS PRODUCTOS



Grupo Erviegas



Institucional

# Presencia Internacional

## Haga su pedido de forma Simple y rápida.

Contamos con una infraestructura unificada para mayor agilidad y productividad de insumos para anatomía patológica.

La sede del Grupo Erviegas se encuentra ahora en el interior, en Indaiatuba, cerca de Campinas. Unificando oficinas, laboratorio y centro logístico, con el objetivo de hacer nuestros procesos más ágiles e integrados en sus procesos.

Fabricación Nacional y Presencia Internacional.



**Tienda Online**

[grupoerviegas.com.br](http://grupoerviegas.com.br)



**E-mail**

[diagnosticos@grupoerviegas.com.br](mailto:diagnosticos@grupoerviegas.com.br)



**Teléfono**

(11) 5034-2227



**WhatsApp**

(11) 5034-2228



**Necesita ayuda y apoyo. Habla con nuestro equipo especializado.**

Abrir una solicitud por correo electrónico [sac@grupoerviegas.com.br](mailto:sac@grupoerviegas.com.br) o acceder [ajuda.grupoerviegas.com.br](http://ajuda.grupoerviegas.com.br)

SIGANOS





## CUENTA CON NUESTRO SOPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO

Contamos con ingeniería propia con atención presencial en nuestra sede en Indaiatuba - SP



### Garantía Básica

12 meses con cobertura de repuestos y prestación de servicios en nuestra sede.



### Garantía Extendida

El Grupo Erviegas ofrece una garantía ampliada de 24 y 36 meses para sus equipamientos. Consulta las condiciones con nuestros asesores.



### Servicio en Sitio

Contratos de mantenimiento preventivo, correctivo o ambos con servicio en sitio. Descubre nuestros planes disponibles. Precios asequibles y acordes con la realidad.

[Conozca más](#)



# CYTOLIQ

EL MEJOR DIAGNÓSTICO PARA LA SALUD  
Y BIENESTAR DE LAS MUJERES

Cambie hoy su rutina convencional a la

# CITOLOGÍA LÍQUIDA


CYTOLIQ® es más que una marca, es un compromiso con la excelencia en citología líquida. Nuestro objetivo es ser el referente en el campo del diagnóstico precoz, contribuyendo directamente a la salud de la mujer.

Creemos que cada prueba, cada resultado, tiene el potencial de marcar una diferencia en la vida de las mujeres. Por lo tanto, dedicamos nuestra experiencia y recursos a desarrollar productos que garanticen precisión y confiabilidad en sus diagnósticos.


En CYTOLIQ®, no solo ofrecemos productos de alta calidad, sino que también nos preocupamos profundamente por el impacto positivo que podemos tener en la salud y el bienestar de las mujeres. Apostamos por estar a la vanguardia de la innovación, para que cada mujer pueda recibir la atención que merece, con la máxima precisión y eficacia.

Únase a nosotros en el viaje para promover una salud femenina más fuerte y vibrante. Con CYTOLIQ® estamos construyendo un futuro donde el diagnóstico temprano sea una realidad accesible para todas las mujeres.





Visualización de muestras ginecológicas con Equipamiento Impress One e insumos CYTOLIQ.



Visualización de muestras ginecológicas con Equipamiento Impress One e insumos CYTOLIQ.

Manténgase al día con artículos científicos, consejos y noticias. Síguenos



## Sumario

|   |           |
|---|-----------|
| <b>EQUIPAMIENTO</b>                               | <b>7</b>  |
| Equipamiento - Método Manual .....                | 8         |
| Equipamiento - Método Manual .....                | 9         |
| Citofunnel, filtros y rack.....                   | 10        |
| Equipamiento - Método semiautomático.....         | 11        |
| <b>CONSUMOS Y ACCESORIOS</b>                      | <b>12</b> |
| Filtros para Citología de Base Líquida.....       | 13        |
| Portaobjetos y Tubos para Microscopía.....        | 14        |
| Cepillo Recolector Cervical - CYTOPRO .....       | 15        |
| Frascos de Recolección Citológica.....            | 16        |
| Kits de Citología Líquida: Impress and Spin ..... | 17        |
| <b>TINTES Y DILUYENTES</b>                        | <b>19</b> |
| Colorantes .....                                  | 20        |
| Diluyentes.....                                   | 21        |
| <b>PIEZAS Y MANTENIMIENTO</b>                     | <b>23</b> |
| Rotores fijos - Spin 450 .....                    | 24        |
| Rotores horizontales - Spin 450.....              | 24        |
| Rotores horizontales - Spin 500 .....             | 25        |

## Catálogo Interactivo

Haga clic en el botón de **COTIZACIÓN RÁPIDA** y obtenga una cotización en solo unos segundos directamente desde nuestra tienda en línea.



# Equipamiento para Citología de base líquida

Combinamos investigación y tecnología de punta para ofrecer Equipamientos de calidad para su rutina de diagnóstico.



# Equipamiento - Método Manual

## CYTOLIQ SPIN 450

La centrífuga de sobremesa CytoLiq Spin 450, de Cytoliq, es un equipamiento moderno y preciso, desarrollado en base a investigaciones y opiniones de expertos. Cuenta con bajo nivel de ruido, panel LED, velocidad regulable de 10 a 4500rpm y tiempo de centrifugado de 0 a 99 minutos. Ofrece la opción de centrifugación por RPM o RCF y viene con varios rotores fijos (verticales) o variables (horizontales) con capacidades de tubo de 5 a 50ml. Garantía de 12 meses contra defectos de fabricación, con asistencia técnica permanente.

### Especificaciones técnicas

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Voltaje                  | Bivoltio (110x240V)                     |
| Capacidad de tubería     | de 5 a 50ml                             |
| Velocidad                | min 10rpm y máximo 4500rpm              |
| Tiempo de centrifugación | 0 a 99 minutos                          |
| Opción de rotación       | RPM (4500) o RCF (2850xg)               |
| Tipo de rotores          | Fijo (vertical) o variable (horizontal) |
| Capacidad del tablero    | Hasta 96 pozos                          |
| Nivel de ruido           | <65db                                   |
| Código                   | CY-31-20656                             |
| Marca                    | CYTOLIQ                                 |

#### COTIZACIÓN RÁPIDA




## CYTOLIQ SPIN 500

La centrífuga de sobremesa CytoLiq Spin 500, de Cytoliq, es un equipamiento moderno y preciso, desarrollado en base a investigaciones y opiniones de expertos. Tiene bajo nivel de ruido, panel LED, velocidad ajustable hasta 5000rpm y tiempo de centrifugado de 0 a 99 minutos. Ofrece la opción de centrifugación por RPM o RCF y viene con varios rotores horizontales con capacidades de tubo de 5 a 100ml, además de placas de hasta 96 pocillos. Garantía de 12 meses contra defectos de fabricación, con asistencia técnica permanente.

### Especificaciones técnicas

|                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| Voltaje                  | 220V                       |
| Capacidad                | 8 tubos de 5 a 50ml        |
| Velocidad                | hasta 5000rpm              |
| Tiempo de centrifugación | 0 a 99 minutos             |
| Opción de rotación       | RPM (5000) ou RCF (4980xg) |
| Capacidad de tubería     | De 5 a 100ml               |
| Capacidad del tablero    | Hasta 96 pozos             |
| Nivel de ruido           | <65db                      |
| Código                   | CY-31-20657                |
| Marca                    | CYTOLIQ                    |

#### COTIZACIÓN RÁPIDA





# Equipamiento - Método Manual



## CITOCENTRÍFUGA - CLIP3

La citocentrífuga CytolIQ Clip 3 es un equipamiento de mesa moderno y fácil de usar diseñado para ofrecer eficiencia y practicidad en los procedimientos de centrifugación. Con bajo nivel de ruido y panel LED, proporciona una experiencia de Usar cómoda e intuitiva.

### COTIZACIÓN RÁPIDA

## Especificaciones técnicas

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Voltaje de suministro      | Bivoltio (110x240V)   |
| Velocidad                  | 10 a 3000 rpm   |
| Tiempo                     | 10 segundos a 99 segundos   |
| Opciones de centrifugación | RPM (3000) ou RCF (730xg)   |
| Capacidad del rotor        | Seis citoembudos de 0,5 ml (C-41-20731)<br>Doce citoembudos de 2 ml (CY-41-20732) |
| Garantizar                 | 12 meses contra defectos de fabricación   |
| Asistencia Técnica         | Permanente  |
| Rotor                      | No incluido   |
| Código                     | CY-31-20659   |



# Citofunnel, filtros y rack

La citocentrífuga Cytoliq Clip 3 tiene dos opciones de volumen para realizar la citocentrifugación según las necesidades del usuario, con capacidad de 0,5 o 2,0ml.

El citofunnel de 0.5ml se utiliza en el rotor con capacidad para 6 unidades, tiene una junta tórica de presión que asegura el sello entre el embudo, el papel de filtro y la cuchilla. Este citofunnel se puede reutilizar varias veces y debe ser sanitizado por el usuario. sin embargo, no es esterilizable en autoclave.

También existe la opción de un citofunnel de 2.0ml, para Usar en el rotor de 12 posiciones, este citofunnel tiene un filtro interno entre la muestra y el portaobjetos, es de un sólo uso y debe desecharse después de su uso.

## CITOEMBUDO Y FILTRO 0,5ML



|          |                       |
|----------|-----------------------|
| Código   | CY-41-20756           |
| Cantidad | Paquete de 6 unidades |
| Usar     | Reutilizable          |
| Marca    | CYTOLIQ               |

**COTIZACIÓN RÁPIDA**

|          |                         |
|----------|-------------------------|
| Código   | CY-41-20751             |
| Cantidad | Paquete de 150 unidades |
| Usar     | Desechable              |
| Marca    | CYTOLIQ                 |

**COTIZACIÓN RÁPIDA**

## CITOEMBUDO Y FILTRO 2.0ML



|          |                        |
|----------|------------------------|
| Código   | CY-41-20737            |
| Cantidad | Paquete de 12 unidades |
| Usar     | Desechable             |
| Marca    | CYTOLIQ                |

**COTIZACIÓN RÁPIDA**

|          |                         |
|----------|-------------------------|
| Código   | CY-41-20752             |
| Cantidad | Paquete de 150 unidades |
| Usar     | Desechable              |
| Marca    | CYTOLIQ                 |

**COTIZACIÓN RÁPIDA**



|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Código                   | CY-41-20731            |
| Tipo de rotor            | Vertical (ángulo fijo) |
| Capacidad (embudos x ml) | 6 x 0.5ml              |
| Máximo (r/min)           | 3000                   |
| RCF (xg)                 | 730                    |
| Marca                    | CYTOLIQ                |

**COTIZACIÓN RÁPIDA**



|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Código                   | CY-41-20732            |
| Tipo de rotor            | Vertical (ángulo fijo) |
| Capacidad (embudos x ml) | 6 x 2ml                |
| Máximo (r/min)           | 3000                   |
| RCF (xg)                 | 730                    |
| Marca                    | CYTOLIQ                |

**COTIZACIÓN RÁPIDA**

## RACK CYTOLIQ

El soporte Cytoliq tiene accesorios deslizantes para ocho juegos de botellas de centrifuga de 15 ml, botella de recolección y portaobjetos, que evitan el deslizamiento, color blanco.

|        |             |
|--------|-------------|
| Código | CY-51-20674 |
| Marca  | CYTOLIQ     |

**COTIZACIÓN RÁPIDA**



# Equipamiento - Método semiautomático

## IMPRESS ONE

### CYTOLIQ - IMPRESS ONE

Cytoliq Impress One es un innovador procesador semiautomático para exámenes de citología líquida. Con panel táctil y exclusivo filtro de doble membrana, ofrece alta productividad (90 cuchillas/hora) y calidad. Compacto (0,7 kg) y versátil, permite exámenes en diferentes muestras y ubicaciones. Durable y de bajo mantenimiento, es la solución completa para los laboratorios de diagnóstico.

## 90 LÁMINAS POR HORA

### Especificaciones técnicas

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Voltaje          | BIVOLTIO         |
| Capacidad        | 1 lámina por vez |
| Dimensiones      | 25 x 20 x 33cm   |
| Peso             | 0,7Kg            |
| Panel LED táctil | Sí               |
| Código           | CY-31-20651      |
| Marca            | CYTOLIQ          |

#### COTIZACIÓN RÁPIDA



## IMPRESS DUO

### CYTOLIQ IMPRESS DUO

Cytoliq Impress Duo, mayor productividad al procesar 2 portaobjetos a la vez, 140 portaobjetos por hora.

Sistema de filtración dual:

Filtro 1 (Macro): elimina artefactos no deseados y el Filtro 2 (Nano) separa solo las células que se analizarán y las imprime en el portaobjetos.

## 140 LÁMINAS POR HORA

### Especificaciones técnicas

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Voltaje          | BIVOLTIO           |
| Capacidad        | 2 láminas por vez  |
| Dimensiones      | 33,2 x 25,5 x 46,5 |
| Peso             | 16Kg               |
| Panel LED táctil | Sí                 |
| Código           | CY-31-20652        |
| Marca            | CYTOLIQ            |

#### COTIZACIÓN RÁPIDA



# Suministros esenciales para la recolección citológica.

Descubre nuestros kits de recogida que optimizarán tu día a día





# Filtros para Citología de Base Líquida

1ª FILTRACIÓN



2ª FILTRACIÓN

## CYTOFILTER DUO

El DUO FILTER es un filtro de doble membrana para citología de base líquida.

Tiene dos filtros: el 1er filtro (Macro), que retiene mocos, sangre y otros artefactos que no son de interés para el examen, separando las células epiteliales; y el 2º Filtro (Nano) es un filtro de agua con una membrana para imprimir el portaobjetos con alta celularidad para garantizar una fijación aislada más eficiente (monocapa). Compatible con sistemas: Gynoprep

|          |                        |
|----------|------------------------|
| Código   | CY-41-20672            |
| Cantidad | Paquete de 50 unidades |
| Marca    | CYTOLIQ                |

**COTIZACIÓN RÁPIDA**

## CYTOFILTER FLEX

Filtro para citología líquida, fabricado en plástico translúcido de forma cilíndrica, posee membrana filtrante desechable, compatible con los sistemas TPK Fênix y Thinprep 2000.

|          |                       |
|----------|-----------------------|
| Código   | CY-41-20641           |
| Cantidad | Paquete de 50 Filtros |
| Marca    | CYTOLIQ               |

**COTIZACIÓN RÁPIDA**



## AMPLIA TUS OPCIONES

Libertad ilimitada: los filtros CYTOLIQ son totalmente compatibles con todos los sistemas de citología líquida del mercado.



# Portaobjetos y Tubos para Microscopía



## LÁMINAS EASYSLIDE

EasySlide son correderas para automatización fabricadas por EasyPath, fabricadas en vidrio de alta calidad y con excelente transparencia. Tienen extremos recubiertos de teflón blanco, bordes traslapados con puntas de 45º para evitar roturas y atascos en el Equipamiento. Están prelimpiados, pulidos y listos para usar.

|               |                         |
|---------------|-------------------------|
| Material      | Vidrio                  |
| Revestimiento | Teflón Blanco           |
| Borde         | Corte con puntas de 45º |
| Tamaño        | 25x75x1mm               |
| Cantidad      | Caja con 50 unidades    |
| Código        | EP-51-30471             |
| Marca         | EasyPath                |

### COTIZACIÓN RÁPIDA

## TUBO DE HALCÓN

Tubo de centrifuga con graduación, capacidad para 15ml, modelo Falcon, estéril y empaquetado individualmente

|           |                    |
|-----------|--------------------|
| Código    | CY-51-20781        |
| Capacidad | 15ml               |
| Cantidad  | Caja (50 unidades) |
| Marca     | CYTOLIQ            |

### COTIZACIÓN RÁPIDA



## PIPETA PASTEUR

Pipeta de transferencia de líquidos, tipo Pasteur, fabricada en polipropileno, no estéril, punta y cuerpo estrechos, longitud 160mm.

|            |                       |
|------------|-----------------------|
| Código     | CY-51-20782           |
| Graduación | 3ml                   |
| Cantidad   | Paquete (50 unidades) |
| Marca      | CYTOLIQ               |

### COTIZACIÓN RÁPIDA



# Cepillo Recolector Cervical - CYTOPRO



# CYTOPRO

## CYTOPRO - CEPILLO CERVICAL

CYTOPRO fue diseñado con cerdas finas y delicadas en forma de flecha para brindar mayor comodidad y eficiencia en la recolección de células.

CYTOPRO tiene una punta desmontable que garantiza que todas las células recolectadas permanecerán en el medio de preservación hasta el análisis, y realiza la recolección de una manera única, eliminando la necesidad de una espátula de aire + un cepillo de pino.

|          |             |
|----------|-------------|
| Código   | CY-41-20671 |
| Cantidad | 50 unidades |
| Marca    | CYTOLIQ     |

**COTIZACIÓN RÁPIDA**

Producto registrado  
**ANVISA**

## COMPARATIVO

### CEPILLO CONVENCIONAL AYRES

- Cerdas de polipropileno
- Baja concentración de células en el portaobjetos.
- Puede causar sangrado en el paciente.
- No utilizable en pacientes embarazadas.
- No debe girar más de una vez.
- Recolección en dos etapas:
  - 1.º Cepillo/Endocervicio
  - 2.º Espátula Ayres/Ectocervicio



### CYTOPRO

- Cerdas de polietileno
- Alta concentración de células en el portaobjetos.
- Mucho más confort para el paciente
- Puede usarse en pacientes embarazadas.
- Debe rotar 5x para una recolección óptima
- Colección Endocervical y Ectocervical de forma única



# Frascos de Recolección Citológica

Productos Registrados  
**ANVISA**



**GINECOLÓGICO**

## FRASCO POP DE RECOGIDA DE MUESTRA CITOLÓGICA

CYTOLIQ Frasco de Recolección, Transporte y Almacenamiento, para Citología Ginecológica de Base Líquida, frasco tipo POP con sistema antifugas.

|                 |                                       |
|-----------------|---------------------------------------|
| Código          | CY-11-20671                           |
| Volumen fijador | 12ml (solución fijadora ginecológica) |
| Volumen total   | 20ml                                  |
| Cantidad        | Caja (50 unidades)                    |
| Marca           | CYTOLIQ                               |



**GINECOLÓGICO**

## FRASCO DE RECOGIDA CITOLÓGICA PREMIUM

Frasco de Recolección, Transporte y Almacenamiento CYTOLIQ, para Citología Ginecológica de Base Líquida, frasco tipo PREMIUM, tapón de rosca antifugas, compatible con los sistemas Cytoliq, ThinPrep/Hologic y CellPreserv/Kolplast.

|                    |                                       |
|--------------------|---------------------------------------|
| Código             | CY-11-20681                           |
| Volumen            | 20ml (solución fijadora ginecológica) |
| Volumen de botella | 50ml                                  |
| Cantidad           | Caja (50 unidades)                    |
| Marca              | CYTOLIQ                               |

**COTIZACIÓN RÁPIDA**



## FRASCO POP DE RECOGIDA DE MUESTRA CITOLÓGICA **NÃO GINECOLÓGICO**

CYTOLIQ Frasco de Recogida, Transporte y Almacenamiento, para Citología de Base Líquida (fluidos corporales), frasco POP con sistema antifugas.

|                 |                          |
|-----------------|--------------------------|
| Código          | CY-11-20691              |
| Volumen fijador | 12ml (solución fijadora) |
| Volumen total   | 20ml                     |
| Cantidad        | Caja (50 unidades)       |
| Marca           | CYTOLIQ                  |

**COTIZACIÓN RÁPIDA**



## FRASCO DE RECOGIDA CITOLÓGICA PREMIUM **NÃO GINECOLÓGICO**

Frasco de Recolección, Transporte y Almacenamiento CYTOLIQ, para Citología Ginecológica de Base Líquida, frasco tipo PREMIUM, tapón de rosca antifugas, compatible con los sistemas Cytoliq, ThinPrep/Hologic y CellPreserv/Kolplast.

|                 |                          |
|-----------------|--------------------------|
| Código          | CY-11-20692              |
| Volumen fijador | 20ml (solución fijadora) |
| Volumen total   | 50ml                     |
| Cantidad        | Caja (50 unidades)       |
| Marca           | CYTOLIQ                  |

**COTIZACIÓN RÁPIDA**

## IMPRIMIR SU IDENTIDAD

Las botellas de recolección CYTOLIQ son totalmente personalizables según el aspecto de su laboratorio. Imprime tu marca en las etiquetas y garantiza más confiabilidad y credibilidad en tus muestras.





# Kits de Citología Líquida: Impress and Spin



## KIT DE RECOLECCIÓN GINECOLÓGICA - POP

Kit de recogida ginecológica Cytoliq, compuesto por:

- Conservante ginecológico Cytoliq, almacenado en frasco POP a presión antifugas, ya etiquetado, listo para usar, que contiene 12ml de solución fijadora. (CY-11-20671).
- Cepillo CytoPro para recolección cervical con punta desmontable y cerdas suaves en forma de flecha, que permite la recolección endo y ecto cervical de una sola vez (CY-41-20671)

| Código      | Cantidad                                   |
|-------------|--|
| CY-41-20661 | Caja com 200 unidades <b>MÁS ECONÓMICO</b> |
| Marca       | CYTOLIQ                                    |

**COTIZACIÓN RÁPIDA**

## KIT DE RECOLECCIÓN GINECOLÓGICA - PREMIUM

Kit de recogida ginecológica Cytoliq (PREMIUM), compuesto por:

- Conservante ginecológico Cytoliq, conservado en frasco PREMIUM, con tapón de rosca antifugas, ya etiquetado, compatible con los sistemas Cytoliq, ThinPrep/ Hologic y CellPreserv/ Kolplast, que contiene 20ml de solución (CY-11-20681).
- Cepillo de recolección cervical CytoPro (Cytoliq), con punta desmontable y cerdas suaves en forma de flecha, que permite la recolección endo y ecto cervical de una sola vez (CY-41-20671).

| Código      | Cantidad                                   |
|-------------|--|
| CY-41-20662 | Caja com 200 unidades <b>MÁS ECONÓMICO</b> |
| Marca       | CYTOLIQ                                    |

**COTIZACIÓN RÁPIDA**



# Kits de Citología Líquida: Impress and Spin


## KIT DE LABORATORIO - IMPRESS

Kit exclusivo de uso en laboratorio para Equipamientos CytoLiq Impress One e Impress Duo, que contiene:

- Doble filtro (CY-41-20672) compatible con Equipamientos Impress/Cytoliq y GP100/Gynoprep.
- Portaobjetos de microscopía para automatización, facetados, con borde blanco (EP-51-30471)

| Código      | Cantidad              |                      |
|-------------|-----------------------|----------------------|
| CY-41-20667 | Caja con 200 unidades | <b>MÁS ECONÓMICO</b> |
| Marca       | CYTOLIQ               |                      |

**COTIZACIÓN RÁPIDA**



## KIT LABORATORIAL - SPIN

Kit exclusivo de uso en laboratorio para Equipamientos CytoLiq Impress One e Impress Duo, que contiene:

- Frasco para centrifuga estéril, tipo Falcon, con capacidad de 15ml (CY-51-20781).
- Pipeta Pasteur no estéril de 3ml de capacidad (CY-51-20782).
- Portaobjetos de microscopía para automatización, cortados, con borde blanco (EP-51-30471).

| Código      | Quantidade            |                      |
|-------------|-----------------------|----------------------|
| CY-41-20666 | Caja con 200 unidades | <b>MÁS ECONÓMICO</b> |
| Marca       | CYTOLIQ               |                      |

**COTIZACIÓN RÁPIDA**

# Diluyentes y Tinciones para Citología

Garantizar muchos más ahorros e ingresos



# Colorantes

## PRESENTAMOS NUESTRA HEMATOXILINA HARRIS SIN MERCURIO

NUEVA FÓRMULA



LIBRE DE MERCURIO



MODIFICADO ECOLÓGICAMENTE



RESULTADO DESPUÉS DE 3 MINUTOS DE INMERSIÓN.



PROBADO Y APROBADO EN PRUEBAS HISTOLÓGICAS.

### HEMATOXILINA DE HARRIS IVD

Colorante Harris hematoxilina, frasco de HDPE

| Código      | Cantidad |
|-------------|----------|
| CY-11-20571 | 1000ml   |
| CY-11-20573 | 5000ml   |
| Marca       | CYTOLIQ  |

COTIZACIÓN RÁPIDA



## Colorantes



### POLICROMO EA 36 IVD

Tinte Policromado EA-36, botella de HDPE

| Código      | Cantidad |
|-------------|----------|
| CY-11-20577 | 1000ml   |
| CY-11-20579 | 5000ml   |
| Marca       | CYTOLIQ  |

**COTIZACIÓN RÁPIDA**

### NARANJA G (NARANJA G) IVD

Colorante naranja G, botella de HDPE

| Código      | Cantidad |
|-------------|----------|
| CY-11-20581 | 1000ml   |
| CY-11-20583 | 5000ml   |
| Marca       | CYTOLIQ  |

**COTIZACIÓN RÁPIDA**

## Diluyentes



### DILUYENTE GINECOLÓGICO

Diluyente ginecológico CytoLiq, destinado a resuspender sedimentos en procedimientos de citología de base líquida.

| Código      | Cantidad |
|-------------|----------|
| CY-11-20601 | 1000ml   |
| CY-11-20602 | 5000ml   |
| Marca       | CYTOLIQ  |

**COTIZACIÓN RÁPIDA**

### DILUYENTE FLUIDOS CORPORALES

Diluyente no ginecológico CytoLiq, Usar en procedimientos de citología de base líquida.

| Código      | Cantidad |
|-------------|----------|
| CY-11-20603 | 1000ml   |
| CY-11-20604 | 5000ml   |
| Marca       | CYTOLIQ  |

**COTIZACIÓN RÁPIDA**



## SUBE EL NIVEL DE TU RUTINA DE CITOLOGÍA CON EL KIT PAPANICOLAOU

### BENEFICIOS

- Estandarización en coloración.
- Resultados de alta calidad
- Tinte de alto rendimiento
- Ahorro, menor precio por litro al adquirir el kit completo

### KIT DE CITOLOGÍA, PRUEBA DE PAPANICOLAOU IVD

Set para tinción citológica mediante el método de Papanicolaou, kit que contiene Hematoxilina de Harris (tinte nuclear básico), Orange G (tinte citoplasmático ácido que resalta las células superficiales en rosa) y EA36 (tinte citoplasmático policromático que resalta las células intermedias en verde / azulado)

| Código      | Cantidad |
|-------------|----------|
| CY-11-20570 | 1000ml   |
| CY-11-20580 | 5000ml   |
| Marca       | CYTOLIQ  |

**COTIZACIÓN RÁPIDA**

# Piezas de Equipamientos de Citología

Descubra nuestras opciones de rotor para la  
centrífuga Cytoliq SPIN

## Rotores fijos - Spin 450

Compatible con la centrífuga SPIN 450



**ROTOR FIJO 12 X 15ML**

|                |                             |
|----------------|-----------------------------|
| Código         | CY-41-20707                 |
| Tipo de rotor  | Fijo                        |
| Tamaño         | 12 x 15ml                   |
| Compatible con | Centrífuga CYTOLIQ Spin 450 |
| Marca          | CYTOLIQ                     |

**COTIZACIÓN RÁPIDA**



**ROTOR FIJO 12 X 20ML**

|                |                             |
|----------------|-----------------------------|
| Código         | CY-41-20706                 |
| Tipo de rotor  | Fijo                        |
| Tamaño         | 12 x 20ml                   |
| Compatible con | Centrífuga CYTOLIQ Spin 450 |
| Marca          | CYTOLIQ                     |

**COTIZACIÓN RÁPIDA**



**ROTOR FIJO 18 X 10ML**

|                |                             |
|----------------|-----------------------------|
| Código         | CY-41-20704                 |
| Tipo de rotor  | Fijo                        |
| Tamaño         | 18 x 10ml                   |
| Compatible con | Centrífuga CYTOLIQ Spin 450 |
| Marca          | CYTOLIQ                     |

**COTIZACIÓN RÁPIDA**



**ROTOR FIJO 18 X 5ML**

|                |                             |
|----------------|-----------------------------|
| Código         | CY-41-20703                 |
| Tipo de rotor  | Fijo                        |
| Tamaño         | 18 x 5ml                    |
| Compatible con | Centrífuga CYTOLIQ Spin 450 |
| Marca          | CYTOLIQ                     |

**COTIZACIÓN RÁPIDA**



**ROTOR FIJO 24 X 5/10ML**

|                |                             |
|----------------|-----------------------------|
| Código         | CY-41-20705                 |
| Tipo de rotor  | Fijo                        |
| Tamaño         | 24 x 5/10ml                 |
| Compatible con | Centrífuga CYTOLIQ Spin 450 |
| Marca          | CYTOLIQ                     |

**COTIZACIÓN RÁPIDA**

## Rotores horizontales - Spin 450


Compatible con la Centrífuga SPIN 450



**ROTORES HORIZONTALES 4 X 50ML**

|                |                  |
|----------------|------------------|
| Código         | CY-41-20702      |
| Tipo de rotor  | Horizontal       |
| Capacidad      | 4 tubos de 50ml  |
| Compatible con | CYTOLIQ Spin 450 |
| Marca          | CYTOLIQ          |

**COTIZACIÓN RÁPIDA**



**ROTORES HORIZONTALES 8 X 15ML**


|                |                  |
|----------------|------------------|
| Código         | CY-41-20701      |
| Tipo de rotor  | Horizontal       |
| Capacidad      | 4 tubos de 15ml  |
| Compatible con | CYTOLIQ Spin 450 |
| Marca          | CYTOLIQ          |

**COTIZACIÓN RÁPIDA**



# Rotores horizontales - Spin 500

Compatible con la centrífuga SPIN 500



**ROTORES HORIZONTALES 2 X 96 X 2ML**

|                |                  |
|----------------|------------------|
| Código         | CY-41-20718      |
| Tipo de rotor  | Horizontal       |
| Tamaño         | 2 x 96 x 2ml     |
| Capacidad      | 192 tubos de 2ml |
| Compatible con | CYTOLIQ Spin 500 |
| Marca          | CYTOLIQ          |

**COTIZACIÓN RÁPIDA**



**ROTORES HORIZONTALES 32 X 15ML**

|                |                  |
|----------------|------------------|
| Código         | CY-41-20714      |
| Tipo de rotor  | Horizontal       |
| Capacidad      | 32 tubos de 15ml |
| Compatible con | CYTOLIQ Spin 500 |
| Marca          | CYTOLIQ          |

**COTIZACIÓN RÁPIDA**



**ROTORES HORIZONTALES 32 X 5ML**

|                |                  |
|----------------|------------------|
| Código         | CY-41-20715      |
| Tipo de rotor  | Horizontal       |
| Capacidad      | 32 tubos de 5ml  |
| Compatible con | CYTOLIQ Spin 500 |
| Marca          | CYTOLIQ          |

**COTIZACIÓN RÁPIDA**



**ROTORES HORIZONTALES 4 X 100ML**

|                |                  |
|----------------|------------------|
| Código         | CY-41-20712      |
| Tipo de rotor  | Horizontal       |
| Capacidad      | 4 tubos de 100ml |
| Compatible con | CYTOLIQ Spin 500 |
| Marca          | CYTOLIQ          |

**COTIZACIÓN RÁPIDA**



**ROTORES HORIZONTALES 4 X 50ML**

|                |                  |
|----------------|------------------|
| Código         | CY-41-20711      |
| Tipo de rotor  | Horizontal       |
| Capacidad      | 4 tubos de 50ml  |
| Compatible con | CYTOLIQ Spin 500 |
| Marca          | CYTOLIQ          |


**COTIZACIÓN RÁPIDA**



**ROTORES HORIZONTALES 4 X 6 X 5ML**

|                |                  |
|----------------|------------------|
| Código         | CY-41-20716      |
| Tipo de rotor  | Horizontal       |
| Capacidad      | 24 tubos de 5ml  |
| Compatible con | CYTOLIQ Spin 500 |
| Marca          | CYTOLIQ          |

**COTIZACIÓN RÁPIDA**



**ROTORES HORIZONTALES 48 X 5ML**

|                |                  |
|----------------|------------------|
| Código         | CY-41-20717      |
| Tipo de rotor  | Horizontal       |
| Capacidad      | 48 tubos de 5ml  |
| Compatible con | CYTOLIQ Spin 500 |
| Marca          | CYTOLIQ          |

**COTIZACIÓN RÁPIDA**



**ROTORES HORIZONTALES 8 X 50ML**

|                |                  |
|----------------|------------------|
| Código         | CY-41-20713      |
| Tipo de rotor  | Horizontal       |
| Capacidad      | 8 tubos de 5ml   |
| Compatible con | CYTOLIQ Spin 500 |
| Marca          | CYTOLIQ          |

**COTIZACIÓN RÁPIDA**

# CYTOLIQ

**cytoliq.com.br**



Grupo Erviegas

Erviegas Química Fina e Plásticos LTDA.  
CNPJ: 46.271.011/0001-07  
Alameda Plutão 593 - American Park Empresarial  
Indaiatuba - SP - CEP: 13.347-656  
sac@grupoerviegas.com.br  
grupoerviegas.com.br  
Tel/WhatsApp: (11) 5034-2227

 **Industria Brasileña**

© Copyright 2024. Grupo Erviegas. Cytoliq® es una marca registrada del Grupo Erviegas. Reservados todos los derechos. Los textos, imágenes, gráficos están protegidos por derechos de autor, y queda prohibida la reproducción, distribución o comercialización de cualquier material o contenido obtenido en este catálogo, sin la previa y expresa autorización de Grupo Erviegas. Las imágenes presentadas en este catálogo tienen únicamente fines ilustrativos y pueden no corresponder al producto final. Los productos de la línea Cytoliq están registrados en ANVISA, contacte a nuestros expertos para más información.